

FONKSİYONLAR



Sırt hareketi : 0 - 70°



Üst bacak hareketi : 0 - 40°



Alt bacak hareketi : 0 - 25°



Vasküler pozisyonu



Fowler pozisyonu

GENEL ÖZELLİKLER

- Dört parçalı, kolay temizlenebilir, yatağın hava almasını sağlayacak şekilde dizayn edilmiş metal yatak platformu.
- Çevirme kolları yardımıyla başucu ve ayakucu hareketi.
- Maksimum güvenlik sağlayan, mukavemetli, kolay temizlenebilen ve ergonomik metal korkuluk sistemi.
- Melamin kaplı başucu ve ayakucu panelleri.
- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik toz boya boyanmış metal aksam.
- Opsiyonel melamin renk seçeneği. ^(RSX)

TEKNİK ÖZELLİKLER

■ Genişlik	: 102 cm
■ Uzunluk	: 208 cm
■ Yükseklik	: 50 cm
■ Ağırlık	: ~ 80 kg
■ Hacim	: 0,64 m ³

OPSİYONLAR

GRUP 1 / TEKERLEK OPSİYONLARI



GRUP 2 / KORKULUK OPSİYONLARI



GRUP 3 / DİĞER AKSESUAR OPSİYONLARI



OPSİYON KOD AÇIKLAMALARI

T0	TEKERLEKSİZ
T4	İKİSİ FRENLİ METAL TEKERLEK (125 MM)
T16	İKİSİ FRENLİ TEKERLEK (125 MM)
K0	KORKULUKSUZ
K1	METAL KORKULUKLU
K3	METAL KORKULUKLU (BASİT TİP)
W0	AKSESUARSIZ
W2	TUTUNMA KOLU : TAŞIMA KAPASİTESİ 75 Kg
W8	SERUM ASKISI : YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR.

■ Opsiyonlardan bir tanesi seçilmek zorundadır.

■ Opsiyonlardan tamamı veya 1-2-3 ... tanesi seçilebilir. Eğer aksesuarsız seçeneği seçilirse diğerleri seçilemez.



* RS : Melamin renk seçenekleri için 83. sayfaya bakınız.