

U0043

PANSUMAN VE TEDAVİ ARABASI



GENEL ÖZELLİKLER

- Hijyenik, kolay temizlenebilen, dayanıklı ABS plastikten tasarlanmış üst platform.
- Her iki yanda birer adet dördü şeffaf flexiglastan üretilmiş ilaç kutuları.
- Sürgülü ABS plastik kaplı ilaç hazırlama rafı.
- Kolay temizlenebilen ABS plastikten tasarlanmış serum taşıma gözleri.
- Paslanmaz çelik çöp kovası ve pansuman tası.
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı.
- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik toz boya ile boyanmış metal aksam.
- 100 mm çapında ikisi frenli tekerlek sistemi.

TEKNİK ÖZELLİKLER

■ Genişlik	: 93 cm
■ Derinlik	: 46 cm
■ Yükseklik	: 100 cm
■ Ağırlık	: ~ 47 kg
■ Hacim	: 0,52 m ³

U0044

İLAÇ DAĞITIM ARABASI



GENEL ÖZELLİKLER

- Hijyenik, kolay temizlenebilen, dayanıklı ABS plastikten tasarlanmış üst platform.
- Her iki yanda birer adet dördü, ikişer beşli şeffaf flexiglastan üretilmiş ilaç kutuları.
- Sürgülü ABS plastik kaplı ilaç hazırlama rafı.
- Kolay temizlenebilen ABS plastikten tasarlanmış serum taşıma gözleri.
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı.
- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik toz boya ile boyanmış metal aksam.
- 100 mm çapında ikisi frenli tekerlek sistemi.

TEKNİK ÖZELLİKLER

■ Genişlik	: 93 cm
■ Derinlik	: 46 cm
■ Yükseklik	: 100 cm
■ Ağırlık	: ~ 47 kg
■ Hacim	: 0,52 m ³