U0005

HASTANE KARYOLASI 4 ÇEVİRME KOLLU

FONKSİYONLAR


Sırt hareketi : 0 - 70°


Üst bacak hareketi : 0 - 40°


Alt bacak hareketi : 0 - 25°


Vasküler pozisyonu


Fowler pozisyonu


Kardiyak pozisyonu


Trendelenburg pozisyonu : 0 - 12°


Ters trendelenburg pozisyonu : 0 - 12°


Yatak platformu minimum yüksekliği : 46 cm (125 mm teker ile)


Yatak platformu maksimum yüksekliği : 76 cm (125 mm teker ile)

OPSİYONLAR

GRUP 1 / TEKERLEK OPSİYONLARI









GRUP 2 / KORKULUK OPSİYONLARI





GRUP 3 / YATAK PLATFORMU OPSİYONLARI





GRUP 4 / DİĞER AKSESUAR OPSİYONLARI











OPSİYON KOD AÇIKLAMALARI

- T16 İKİSİ FRENLİ TEKERLEK (125 MM)
- T4 İKİSİ FRENLİ METAL TEKERLEK (125 MM)
- T14 MERKEZİ FRENLİ VE YÖN KİLİTLİ TEKERLEK (125 MM)
- T19 MERKEZİ FRENLİ VE YÖN KİLİTLİ TEKERLEK (150 MM)
- K0 KORKULUKSUZ
- K5 PE KORKULUKLU
- Y1 ÇIKARTILABİLİR TEL IZGARA YATAK PLATFORMU
- Y3 ÇIKARTILABİLİR ÇİFT CİDARLI PE YATAK PLATFORMU
- W0 AKSESUARSIZ
- W2 TUTUNMA KOLU : TAŞIMA KAPASİTESİ 75 Kg
- W4 TELEVİZYON SEHPA APARATI (17 " LCD TV İÇİN)
- W5 TRAKSİYON APARATI
- W8 SERUM ASKISI : YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR.

Opsiyonlardan bir tanesi seçilmek zorundadır.

Opsiyonlardan tamamı veya 1-2-3 ... tanesi seçilebilir. Eğer aksesuarsız seçeneği seçilirse diğerleri seçilemez.

GENEL ÖZELLİKLER

- Kolay temizlenebilir dört parçalı yatak platformu.
- Çevirme kolları yardımıyla yükseklik, trendelenburg, ters trendelenburg, başucu ve ayakucu hareketi.
- Maksimum güvenlik sağlayan, mukavemetli, kolay temizlenebilen ve ergonomik korkuluk sistemi.
- Kolaylıkla sökülüp takılabilen, hijyenik PE plastikten tasarlanmış başlık sistemi.
- Darbelere karşı dayanıklı plastik çarpma tekerlekleri.
- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik toz boya boyanmış metal aksam.
- Opsiyonel laminant renk seçeneği.(RLX)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar (E x B)	:	105 x 216 cm
Korkulukların dışından genişlik	:	99 cm
Yatak platformu	:	89 x 195 cm
Tavsiye edilen yatak boyutları	:	85 x 194 x 12 cm
Güvenli çalışma kapasitesi (Yatak ve aksesuarlar dahil)	:	230 kg
Ağırlık	:	~ 105 kg
Hacim	:	1,07 m^3

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 CE



* RL : Laminat renk seçenekleri için 82. sayfaya bakınız.