U0012 HASTANE KARYOLASI 1 ÇEVİRME KOLLU

GENEL ÖZELLİKLER

- Dört parçalı, kolay temizlenebilir, yatağın hava almasını sağlayacak şekilde dizayn edilmiş metal yatak platformu.
- Çevirme kolu yardımıyla başucu hareketi.
- Maksimum güvenlik sağlayan, mukavemetli, kolay temizlenebilen ve ergonomik metal korkuluk sistemi.
- Melamin kaplı başucu ve ayakucu panelleri.
- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik toz boya boyanmış metal aksam.
- Opsiyonel melamin renk seçeneği.(RSX)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	:	102 cm
Uzunluk	:	208 cm
Yükseklik	:	50 cm
Sırt hareketi	:	70°
Ağırlık	:	~ 72 kg
Hacim	:	0,64 m^3

OPSİYONLAR

GRUP 1 / TEKERLEK OPSİYONLARI



GRUP 2 / KORKULUK OPSİYONLARI



GRUP 3 / DİĞER AKSESUAR OPSİYONLARI



OPSİYON KOD AÇIKLAMALARI

- T0 TEKERLEKSİZ
- T4 İKİSİ FRENLİ METAL TEKERLEK (125 MM)
- T16 İKİSİ FRENLİ TEKERLEK (125 MM)
- K0 KORKULUKSUZ
- K1 METAL KORKULUKLU
- K3 METAL KORKULUKLU (BASİT TİP)
- W0 AKSESUARSIZ
- W2 TUTUNMA KOLU : TAŞIMA KAPASİTESİ 75 Kg
- W8 SERUM ASKISI : YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR.

Opsiyonlardan bir tanesi seçilmek zorundadır.

Opsiyonlardan tamamı veya 1-2-3 ... tanesi seçilebilir.
Eğer aksesuarsız seçeneği seçilirse diğerleri seçilemez.



* RS : Melamin renk seçenekleri için 83. sayfaya bakınız.