U0016 ÇOCUK KARYOLASI

GENEL ÖZELLİKLER


- Yatak platformu iki parçadan oluşur, kolay temizlenebilir ve yatağın hava almasını sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
- Kademeli lama sistemi ile sırt hareketi.
- Karyolanın her iki tarafında yüksekliği ayarlanabilir, ergonomik ve dayanıklı korkuluk sistemi.
- Darbelere karşı dayanıklı plastik çarpma tekerlekleri.
- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik toz boya boyanmış metal aksam.
- Opsiyonel laminant renk seçeneği.(RLX)

TEKNİK ÖZELLİKLER


Genişlik	:	78 cm
Uzunluk (Dolapsız)	:	163 cm
Yükseklik	:	65 cm
Ağırlık (Aksesuarsız)	:	~ 53 kg
Ağırlık (Refakatçi karyolası)	:	~ 13 kg
Ağırlık (Dolap)	:	~ 19,5 kg
Hacim (Aksesuarsız)	:	0,17 m^3
Hacim (Dolap)	:	0,14 m^3

OPSİYONLAR


GRUP 1 / TEKERLEK OPSİYONLARI



GRUP 2 / DOLAP OPSİYONLARI



GRUP 3 / REFAKATÇİ KARYOLASI OPSİYONLARI



GRUP 4 / SERUM ASKISI OPSİYONLARI



OPSİYON KOD AÇIKLAMALARI

T0	TEKERLEKSİZ
T4	İKİSİ FRENLİ METAL TEKERLEK (125 MM)
D0	DOLAPSIZ
D2	DOLAPLI
R0	REFAKATÇİ KARYOLASIZ
R1	REFAKATÇİ KARYOLALI
W0	AKSESUARSIZ
W8	SERUM ASKISI : YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR.

Opsiyonlardan bir tanesi seçilmek zorundadır.



* RL : Laminat renk seçenekleri için 82. sayfaya bakınız.