U0018 ANTİBAKTERİYEL KILIFLI YATAK

GENEL ÖZELLİKLER

- Karyola fonksiyonlarına göre kolaylıkla şekil alabilen yüksek yoğunluklu sünger.
- Hava sirkülasyonunu sağlayan, sıvı geçirmeyen, antibakteriyel özellikte esnek kılıf.
- Kılıf gerektiğinde fermuar sistemiyle kolaylıkla çıkartılıp yıkanabilir özelliktedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	:	85 cm
Derinlik	:	194 cm
Yükseklik	:	12 cm
Ağırlık	:	~ 8 kg
Hacim	:	0,21 m^3



U0019 ANTİBAKTERİYEL KILIFLI VİSKO YATAK

GENEL ÖZELLİKLER

- Karyola fonksiyonlarına göre kolaylıkla şekil alabilen yüksek yoğunluklu visko sünger.
- Hava sirkülasyonunu sağlayan, sıvı geçirmeyen, antibakteriyel özellikte esnek kılıf.
- Kılıf gerektiğinde fermuar sistemiyle kolaylıkla çıkartılıp yıkanabilir özelliktedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	:	85 cm
Derinlik	:	194 cm
Yükseklik	:	12 cm
Ağırlık	:	~ 8 kg
Hacim	:	0,21 m^3

