U0020 ANTİBAKTERİYEL KILIFLI VİSKO ÇOCUK YATAĞI

GENEL ÖZELLİKLER

- Karyola fonksiyonlarına göre kolaylıkla şekil alabilen yüksek yoğunluklu visko sünger.
- Hava sirkülasyonunu sağlayan, sıvı geçirmeyen, antibakteriyel özellikte esnek kılıf.
- Kılıf gerektiğinde fermuar sistemiyle kolaylıkla çıkartılıp yıkanabilir özelliktedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	:	70 cm
Derinlik	:	140 cm
Yükseklik	:	12 cm
Ağırlık	:	~ 5 kg
Hacim	:	0,14 m^3



U0021 ANTİBAKTERİYEL KILIFLI BEBEK YATAĞI

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüksek yoğunluklu özel sünger.
- Hava sirkülasyonunu sağlayan, sıvı geçirmeyen, antibakteriyel özellikte esnek kılıf.
- Kılıf gerektiğinde fermuar sistemiyle kolaylıkla çıkartılıp yıkanabilir özelliktedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	:	64 cm
Derinlik	:	30 cm
Yükseklik	:	5 cm
Ağırlık	:	~ 0,6 kg
Hacim	:	0,015 m^3



ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 CE