U0030 KOMODİN

GENEL ÖZELLİKLER

- Su ve ısıya dayanıklı, ABS plastik veya laminant kaplı üst tabla.
- Kullanışlı çekmece.
- Uzun ömürlü menteşe ve ray sistemi.
- Sağlam çekmece ve dolap kulpu.
- Su ve ısıya dayanıklı, laminant kaplı çekmece ve dolap kapağı.
- Alüminyum çerçeve.
- İki kapaklı dolap.
- İkisi frenli tekerlek sistemi.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	:	47,3 cm
Derinlik	:	46,5 cm
Yükseklik	:	74 cm
Ağırlık	:	~ 22 kg
Hacim	:	0,18 m^3

* RS : Melamin renk seçenekleri için 83. sayfaya bakınız.
* RL : Laminat renk seçenekleri için 82. sayfaya bakınız.

OPSİYONLAR

GRUP 1 / ÜST TABLA OPSİYONLARI







OPSİYON KOD AÇIKLAMALARI

- KL1 LAMİNAT KAPLI ÜST TABLA
- KL2 ABS ÜST TABLA
- KL4 MELAMİN KAPLI ÜST TABLA

Opsiyonlardan bir tanesi seçilmek zorundadır.



U0031 KOMODİN KOMPAKT

GENEL ÖZELLİKLER

- Hijjenik, kolay temizlenebilir, ABS plastik veya kompakt üst tabla.
- Su ve ısıya dayanıklı kompakt laminant (HPL) gövde.
- Alüminyum çerçeve.
- Kullanışlı çekmece.
- Uzun ömürlü menteşe ve ray sistemi.
- Sağlam çekmece ve dolap kulpu.
- İkisi frenli tekerlek sistemi.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	:	47,3 cm
Derinlik	:	46,5 cm
Yükseklik	:	84,5 cm
Ağırlık	:	~ 21 kg
Hacim	:	0,22 m^3

* RL : Laminat renk seçenekleri için 82. sayfaya bakınız.

OPSİYONLAR

GRUP 1 / ÜST TABLA OPSİYONLARI





OPSİYON KOD AÇIKLAMALARI

- KL2 ABS ÜST TABLA
- KL3 KOMPAKT LAMİNAT ÜST TABLA

Opsiyonlardan bir tanesi seçilmek zorundadır.

