U0037 REFAKATÇİ KOLTUĞU

GENEL ÖZELLİKLER

- Dayanıklı ve ergonomik tasarım.
- Geriye doğru yatma özelliğiyle aynı anda hareket eden ayak koyma platformu.
- Yüksek yoğunluklu sünger platform.
- Silinebilir suni deri kaplı özel döşeme sistemi.
- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik toz boya ile boyanmış metal aksam.
- Opsiyonel suni deri seçeneği. (RDX)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	:	69 cm
Derinlik	:	90 - 170 cm
Oturma yüksekliği	:	44 cm
Ağırlık	:	~ 27 kg
Hacim	:	0,69 m^3





* RD : Suni deri renk seçenekleri için 84. sayfaya bakınız.