U0048 İLAÇ DOLABI

GENEL ÖZELLİKLER

- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik toz boya ile boyanmış metal gövde.
- Kilitlenebilir dolap kapakları.
- Dört adet yüksekliği ayarlanabilir raf sistemi.
- 50 mm çapında tekerleklerle istenilen yere kolaylıkla taşınır, 2'si fren mekanizmalı tekerlekler sayesinde konumu sabitlenir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	:	60 cm
Derinlik	:	40 cm
Yükseklik	:	185 cm
Ağırlık	:	~ 45 kg
Hacim	:	0,51 m^3



U0049 İLAÇ DOLABI

GENEL ÖZELLİKLER

- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik toz boya ile boyanmış metal gövde.
- Kilitlenebilir dolap kapakları.
- Dört adet yüksekliği ayarlanabilir raf sistemi.
- 50 mm çapında tekerleklerle istenilen yere kolaylıkla taşınır, 2'si fren mekanizmalı tekerlekler sayesinde konumu sabitlenir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	:	80 cm
Derinlik	:	40 cm
Yükseklik	:	185 cm
Ağırlık	:	~ 57 kg
Hacim	:	0,67 m^3

