U0056 KAN ALMA KOLTUĞU

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüksek yoğunluklu sünger üzeri anti bakteriyel, silinebilir suni deri ile kaplı döşeme sistemi.
- Koltuğun yüksekliği ve sırt kısmı istenilen konumda ayarlanabilir.
- Yüksekliği ve açısı mekanik olarak ayarlanabilen kol koyma aparatı.
- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik toz boya ile boyanmış metal aksam.
- 50 mm çapındaki tekerlerle istenilen yere kolaylıkla taşınabilir.
- Opsiyonel vinleks renk seçeneği.(RVX)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	:	43 cm
Derinlik	:	48 cm
Oturma yüksekliği	:	60 cm
Ağırlık	:	~ 13 kg
Hacim	:	0,23 m^3



* RV : Vinleks renk seçenekleri için 83. sayfaya bakınız.

U0057 KAN ALMA KOLTUĞU

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüksek yoğunluklu sünger üzeri anti bakteriyel, silinebilir suni deri ile kaplı döşeme sistemi.
- Geriye doğru yatma özelliğiyle aynı anda hareket eden ayak koyma platformu.
- Yüksekliği ve açısı mekanik olarak ayarlanabilen kol koyma aparatı.
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı.
- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik toz boya ile boyanmış metal aksam.
- Opsiyonel suni deri seçeneği. (RDX)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	:	70,5 cm
Derinlik	:	96 - 170 cm
Oturma yüksekliği	:	44 cm
Sırt hareketi	:	25° - 65°
Ağırlık	:	~ 33 kg
Hacim	:	0,90 m^3



* RD : Suni deri renk seçenekleri için 84. sayfaya bakınız.

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 CE