U0058 DONÖR KOLTUĞU

FONKSİYONLAR



Sırt hareketi : 0 - 60°



Yatak platform yüksekliği : 64,5 cm



Trendelenburg pozisyonu : 0 - 12°

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüksek yoğunluklu sünger üzeri anti bakteriyel, silinebilir suni deri kaplı döşeme sistemi.
- Amortisör mekanizması yardımıyla sırt hareketi ve trendelenburg pozisyonu.
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı.
- Havlu asacağı (sırt kısmının arksında).
- Yüksekliği ve açısı mekanik olarak ayarlanabilen kol koyma aparatı.
- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik toz boya ile boyanmış metal aksam.
- 100 mm çapında ikisi frenli tekerlek sistemi.
- Opsiyonel vinleks renk seçeneği.(RVX)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	:	65 cm
Derinlik	:	150-198 cm
Oturma yüksekliği	:	64,5 cm
Ağırlık	:	~ 60 kg
Hacim	:	1,07 m^3



* RV : Vinleks renk seçenekleri için 83. sayfaya bakınız.