U0059

HASTA KARŞILAMA KOLTUĞU

FONKSİYONLAR







GENEL ÖZELLİKLER

- Ergonomik tasarım
- Sırt kısmı ile eş zamanlı hareket eden ayakucu bölümü.
- Kolaylıkla istenilen yöne hareket ettirilebilen teker sistemi.
- Üç kademeli kilitlenebilir kol destekleri.
- Kolay temizlenebilir yüksek taşıma kapasitesine sahip metal konstrüksiyon.
- Çıkartılabilir döşeme sistemi.
- Plastik kaplı ayak destek platformu.
- Serum askısı ve yemek tablası takılabilmesi için plastikten imal edilmiş yuvalar.
- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik boya ile boyanmış metal aksam.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	:	76 cm
Derinlik	:	112 cm
Yatma Yüzeyi	:	162 cm
Oturma Yüksekliği	:	51 cm
Sırt Yüksekliği	:	81 cm
Yükseklik	:	123 cm

OPSİYONLAR

GRUP 1 / TEKER OPSİYONLARI

T1 

T14 

GRUP 2 / MOTOR & AMORTİSOR OPSİYONLARI

M5 

A1 

GRUP 3 / DİĞER AKSESUAR OPSİYONLARI

W0 

W1 

L1 

OPSİYON KOD AÇIKLAMALARI

T1	İKİSİ FRENLİ İKİZ TEKERLEK (120 MM)
T14	MERKEZİ FRENLİ VE YÖN KİLİTLİ TEKERLEK (125 MM)
M5	MOTORLU
A1	AMORTİSÖRLÜ
W0	AKSESUARSIZ
W1	SERUM ASKISI : TEK EL İLE YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR.
L1	TİLTLİ KOMPAKT LAMİNAT YEMEK TABLASI

Opsiyonlardan bir tanesi seçilmek zorundadır.

Opsiyonlardan tamamı veya 1-2-3 ... tanesi seçilebilir.
Eğer aksesuarsız seçeneği seçilirse diğerleri seçilemez.



* RD : Suni deri renk seçenekleri için 84. sayfaya bakınız.

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 CE