U0060

HASTA TAŞIMA LİFTİ

FONKSİYONLAR









GENEL ÖZELLİKLER

- Ayarlanabilir ayak sistemi sayesinde dar alanlarda kolaylıkla kullanılabilir.
- El kumandasıyla kontrol edilen motor sistemi sayesinde kaldırma işlevleri kolaylıkla yapılabilir.
- Herhangi bir arıza durumunda yükseklik hareketi manüel olarak yapılabilir.
- Uzun ömürlü batarya sistemi ve bataryanın durumunu gösterir led sistemi.
- Yedek batarya ve şarj ünitesi sayesinde kesintisiz kullanım imkanı sağlar.
- Güvenli taşıma kapasitesi 220 kg'dır.
- Hastayı yatay olarak kaldırmak için kaldırma sedyesi bulunmaktadır.
- Darbelere karşı dayanıklı çarpma tekerlekleri bulunmaktadır.
- 100 mm çapında tekerlekler sayesinde istenilen yöne kolaylıkla hareket ettirilebilir.
- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik boya ile boyanmış metal aksam.

OPSİYONLAR

GRUP 1 / TAŞIMA (SLING) APARATI OPSİYONLARI














GRUP 2 / YÜRÜME CEKETİ OPSİYONLARI









GRUP 3 / SEDYE OPSİYONLARI








GRUP 4 / KALDIRMA APARATI OPSİYONLARI







Opsiyonlardan tamamı veya 1-2-3 ... tanesi seçilebilir.
Eğer aksesuarsız seçeneği seçilirse diğerleri seçilemez.

Opsiyonlardan en az biri seçilmek zorundadır.
Veya opsiyonlardan 1-2-3 ... tanesi seçilebilir.