U0061 BEBEK MUAYENE MASASI

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüksek yoğunluklu sünger üzeri anti bakteriyel, silinebilir suni deri kaplı döşeme sistemi.
- Dayanıklı ve ergonomik tasarım.
- Ahşap gövde.
- Çekmece ve dolap sistemi.
- Kullanışlı raf sistemi.
- Uzun ömürlü alüminyum gömme kulp.
- Opsiyonel vinleks renk seçeneği.(RVX)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	:	70 cm
Uzunluk	:	105,5 cm
Yükseklik	:	90 cm
Ağırlık	:	~ 60 kg
Hacim	:	0,71 m^3



* RV : Vinleks renk seçenekleri için 83. sayfaya bakınız.

U0062 ÇOCUK MUAYENE MASASI

GENEL ÖZELLİKLER

- Anti bakteriyel, silinebilir suni deri kaplı, yüksek yoğunluklu sünger yatak platformu.
- Dayanıklı ve ergonomik tasarım.
- Ahşap gövde.
- Muayene masasının her iki tarafında da kullanılabilir çekmece sistemi.
- Uzun ömürlü alüminyum gömme kulp.
- Opsiyonel vinleks renk seçeneği.(RVX)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	:	56,5 cm
Uzunluk	:	168 cm
Yükseklik	:	90 cm
Ağırlık	:	~ 70 kg
Hacim	:	0,92 m^3



* RV : Vinleks renk seçenekleri için 83. sayfaya bakınız.

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 CE