U0065 MUAYENE MASASI

GENEL ÖZELLİKLER

- Anti bakteriyel, silinebilir suni deri kaplı, yüksek yoğunluklu sünger yatak platformu.
- Mekanik sistem yardımıyla ayarlanabilir başucu hareketi.
- Katlanabilir ayak sistemi sayesinde çok küçük hacimlerde taşınır ve depolanabilir.
- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik toz boya ile boyanmış metal aksam.
- Opsiyonel vinleks renk seçeneği.(RVX)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	:	60 cm
Uzunluk	:	187,5 cm
Yükseklik	:	69 cm
Sırt hareketi (max)	:	48°
Ağırlık	:	~ 29 kg
Hacim	:	0,28 m^3



* RV : Vinleks renk seçenekleri için 83. sayfaya bakınız.

U0066 ESKABO

GENEL ÖZELLİKLER

- Su ve ısıya dayanıklı, kolay temizlenebilir, laminat kaplı basamak sistemi.
- Zemini korumak için ayakuçları plastik pabuçlarla kapatılmıştır.
- Paslanmaya karşı fosfat kaplandıktan sonra elektrostatik toz boya ile boyanmış metal gövde.
- Opsiyonel laminant renk seçeneği.(RLX)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	:	44 cm
Derinlik	:	47,5 cm
Yükseklik	:	50 cm
Ağırlık	:	~ 6 kg
Hacim	:	0,11 m^3



* RL : Laminat renk seçenekleri için 82. sayfaya bakınız.

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 CE